

- EN** The Support Handle is designed to assist people who are unsteady on their feet to achieve a more secure transfer using the step. If required a Support handle can be fitted to both sides of the step. It is to be used only when fitted to a Bigfoot Half Step. Install the Security Fixing kit; do not use the Support Handle without installing the Security Fixing kit. Please refer to the installation guide shown below.
1. To fit; remove the two covers at the side of the step, unscrew two bolts from the base of Handle, insert into openings, re-fit screws.
 2. Before use check the step is secure.
 3. Tread centrally onto the step surface avoiding stepping on to the corners or along the edges of the step, do not lean backwards as this is less stable for the user.
- FR** La poignée de soutien est conçu pour aider les gens qui sont instables sur leurs pieds pour obtenir un transfert plus sur en utilisant l'etape. Le cas echeant d'une poignée d'appui peut etre monte sur les deux cotes de l'etape. Il doit etre utilise que lorsqu'il est monte sur un demi-prima. Installez le kit de fixation de securite, ne pas utiliser la poignée de soutien sans avoir a installer le kit de fixation de securite. S'il vous plait se referer au guide d'installation ci-dessous.
1. Pour s'adapter; retirez les deux couvercles sur le côté de la marche, dévissez les deux boulons de la base de la poignée, insérez-les dans les ouvertures, revissez les vis.
 2. Avant l'utilisation verifiez l'etape est securisee.
 3. La bande de roulement centrale sur la surface en evitant l'etape de monter sur les coins ou le long des bords de l'etape, ne pas se pencher en arriere comme cela est moins stable pour l'utilisateur.
- DE** Die support-handle wurde entwickelt, um menschen, die unsicher auf den beinen, um eine sichere übertragung über den schritt zu erreichen, sind zu unterstützen. Bei bedarf kann eine unterstützung griff kann an beiden seiten der stufe angebracht werden. Es ist nur zu verwenden, wenn sie auf eine Bigfoot half step ausgestattet. Installieren sie das sicherheitsupdate befestigungsmaterial; benutzen sie nicht die unterstützung handle ohne installation des sicherheits-kit zur befestigung. Bitte beachten sie die installationsanleitung unten gezeigt.
1. Passen; Entfernen Sie die zwei Abdeckungen an der Seite der Stufe, lösen Sie zwei Schrauben von der Basis des Griffs, setzen Sie sie in die Öffnungen ein, bringen Sie die Schrauben wieder an.
 2. Vor dem gebrauch überprüfen sie die schritt ist sicher.
 3. Lauffläche mittig auf die trittfläche vermeidung treten auf den ecken oder entlang der ränder der schritt nicht hinten lehnen, da dies weniger stabil für den benutzer.
- ES** El mango de apoyo está diseñado para ayudar a las personas que son inestables en sus pies para lograr una transferencia más segura utilizando el paso. Si se requiere un mango de soporte se puede montar a ambos lados del paso. Se ha de utilizarse sólo una vez instalado en un paso y medio Bigfoot. Instale el kit de fijación de seguridad, no use la manija de apoyo sin necesidad de instalar el kit de fijación de seguridad. Por favor, consulte la guía de instalación que se muestra a continuación.
1. Caber; retire las dos cubiertas al costado del escalón, desenrosque los dos pernos de la base de la manija, inserte en las aberturas, vuelva a colocar los tornillos.
 2. Antes del uso compruebe el paso sea seguro.
 3. Rodadura centralmente sobre la superficie de paso evitando pisar a lo largo de las esquinas o los bordes del paso, no se incline hacia atrás, ya que es menos estable para el usuario.
- PT** O punho de suporte é projetado para ajudar as pessoas que são instáveis em seus pés para conseguir uma transferência mais segura usando o passo. Se for necessário um cabo de suporte podem ser montados em ambos os lados do degrau. É para ser usada apenas quando instalado num meio tom Bigfoot. Instale o kit de fixação de segurança, não use o punho de suporte sem instalar o kit de fixação de segurança. Por favor, consulte o guia de instalação mostrado abaixo.
1. Caber; retire as duas tampas ao lado do degrau, desaparafuse os dois parafusos da base do Manipulo, insira nas aberturas, volte a colocar os parafusos.
 2. Antes de usar verifique o passo é segura.
 3. Tread centralmente sobre a superfície do degrau evitando pisar aos cantos ou ao longo das arestas da etapa, não se incline para trás, como isso é menos estável para o utilizador.
- NO** Support håndtaket er designet for å hjelpe folk som er ustø på beina for å oppnå en sikrere overføring ved hjelp av trinn. Hvis nødvendig en støttehåndtak kan monteres på begge sider av trinnet. Det skal bare brukes når montert på en Bigfoot half step. Installere sikkerhetsoppdateringen festeutstyr, ikke bruk støttehåndtak uten å installere security fixing kit. Vennligst referer til installasjonen guide vist nedenfor.
1. Å passe; fjern de to dekslene på siden av trinnet, skru av to bolter fra basen av håndtaket, sett inn i åpninger, sett på igjen skruene.
 2. Før bruk sjekk trinnet er sikker.
 3. Slidbane sentralt på trinnsflate unngå stepping på til hjørnene eller langs kantene av trinnet, ikke helle bakover som dette er mindre stabil for brukeren.
- DK** Støtteforeningen handle er designet til at hjælpe folk, der er usikre på fødderne for at opnå en mere sikker overførsel ved hjælp af trin. Hvis det kræves et støttehåndtag kan monteres på begge sider af trinnet. Det skal kun bruges, når monteret på en Bigfoot half step. Installer security fixing kit; brug ikke support handle uden at installere security fixing kit. Der henvises til installationsguiden vist nedenfor.
1. At passe; fjern de to låg på siden af trinnet, skru de to bolte ud af bunden af håndtaget, indsæt i åbninger, monter skruerne igen.
 2. Før brug kontrolleres skridt er sikker.
 3. Slidbane centralt på trinnets overflade undgår at træde på til hjørnerne eller langs kanten af trinnet, ikke læn da dette er mindre stabil for brugeren.
- SE** Den stödhandtag är utformad för att hjälpa människor som är ostadiga på fötterna för att uppnå en säkrare överföring med hjälp av steget. Om det krävs en stödhandtag kan monteras på båda sidor av steget. Det ska endast användas när den är monterad på ett Bigfoot halvt steg. Montera säkerhet monteringsatts, använd inte stödhandtag utan att installera satsen security fastställande. Se installationsguiden som visas nedan.
1. Att passa; ta bort de två locken på sidan av steget, skruva loss två bultar från basen av Handle, sätt in i öppningar, sätt i skruvarna igen.
 2. Före användning kontrollera steget är säker.
 3. Bana centralt på stegytan undviker att trampa på i hörnen eller längs kanterna av steget luta dig inte bakåt eftersom det är mindre stabil för användaren.
- NL** De support handle is ontworpen voor mensen die wankel op hun voeten om een veilige overdracht met behulp van de stap te bereiken helpen. Indien gewenst kan een ondersteuningshandgreep kunnen worden aangebracht aan beide zijden van de trede. Het mag alleen worden gebruikt wanneer gemonteerd op een Bigfoot half step. Installeer de beveiliging bevestigingskit, wees de support handle niet gebruiken zonder het installeren van de security fixing kit. Raadpleeg de installatiehandleiding hieronder.
1. Passen; verwijder de twee deksels aan de zijkant van de trede, schroef twee bouten los van de basis van de hendel, steek deze in de openingen en draai de bouten opnieuw vast.
 2. Voor het inchecken gebruik maken van de stap is veilig.
 3. Loopvlak centraal op de stap oppervlak vermijden stappen op de hoeken of langs de randen van de trede, niet achteruit leunen, omdat dit minder stabiel voor de gebruiker.

BIGFOOT HALF STEP HANDLE - BLACK



USER GUIDE

EN	FR	DE	ES	PT	NO	DK	SE	NL
----	----	----	----	----	----	----	----	----

PLEASE NOTE: Support handles are for support only and not load bearing to the same weight as the step

Part number:

L'article No.	Onderdeelnr.	66115
Teile-Nr.	Styknr.	
Codice	Del nr.	
N° de pieza:	Delenr.	
Peça nº		







Trent Lane, Castle Donington,
Derby. DE74 2AT. England.
enquiries@gordonellis.co.uk
gordonellis.com
TEL: +44 (0)1332 810504

MADE IN CHINA




Instructions

Support Handle



Security Fixing Kit



 **PLEASE NOTE:** Ensure the Step is stable **before** use.

 Periodically check and tighten all nuts or other fixings as required

- EN** The angled bars (**B**) should be fitted to diagonally opposite corners. At least 15 mm of thread must remain inside the adjusting leg for safe use.
- FR** Les barres inclinées (**B**) doivent être installées dans les coins opposés en diagonale. Un filetage d'au moins 15 mm doit rester à l'intérieur du pied de réglage pour une utilisation en toute sécurité.
- DE** Die abgewinkelten Stangen (**B**) sollten an diagonal gegenüberliegenden Ecken angebracht werden. Zur sicheren Verwendung müssen mindestens 15 mm Gewinde im Stellbein bleiben.
- ES** Las barras en ángulo (**B**) deben instalarse en esquinas diagonalmente opuestas. Al menos 15 mm de hilo deben permanecer dentro de la pata de ajuste para un uso seguro.
- PT** As barras inclinadas (**B**) devem ser encaixadas nos cantos diagonalmente opostos. Pelo menos 15 mm de fio devem permanecer dentro da perna de ajuste para uso seguro.
- NO** De vinklede stengene (**B**) skal monteres på diagonalt motsatte hjørner. Minst 15 mm tråd må forbli inne i justeringsbenet for sikker bruk.
- DK** De vinklede stænger (**B**) skal monteres på diagonalt modsatte hjørner. Mindst 15 mm tråd skal forblive inde i justeringsbenet for sikker brug.
- SE** De vinklade stängerna (**B**) bör monteras i diagonalt motsatta hörn. Minst 15 mm tråd måste vara kvar i justeringsbenet för säker användning.
- NL** De schuine staven (**B**) moeten in diagonaal tegenoverliggende hoeken worden geplaatst. Er moet ten minste 15 mm draad in het stelbeen blijven voor veilig gebruik.