

GB

1. Select the desired height.
2. Insert required blocks into Leg-x
3. Insert furniture leg in to Leg-x

Leg-x is designed to raise the height of tables, chairs, beds by:
7.5-cm (3")
10-cm (4")
12.5-cm (5")

Leg-x accepts leg diameters of between 3 - 5 cm (1¼" - 2")
Leg-x grip sufficiently to allow the item to be moved without damaging the leg.

Maximum user weight:
320-kg (705 lbs) (including weight of furniture) per set of four raisers.

F

1. Sélectionner la hauteur souhaitée.
2. Insérer les blocs nécessaires dans chaque pied en X.
3. Insérer chaque pied du meuble dans chaque pied en X

Leg-x est conçu pour surélever les chaises, lits et tables etc. de 7,5 cm, 10 cm ou 12,5 cm.
Leg-x est prévu pour des pieds ayant un diamètre entre 3 et 5 cm.
Leg-x accroche suffisamment pour permettre le déplacement du meuble sans risque d'abîmer les pieds.

Poids maximum de l'utilisateur:
320-kg (y compris le poids du meuble) par jeu de quatre rehausseurs.

D

1. Die gewünschte Höhe wählen.
2. Erforderliche Blöcke in Leg-x einfügen.
3. Möbelbein in Leg-x einfügen.

Leg-x hebt die Höhe von Stühlen, Betten, Tischen usw. um 7,5 cm, 10 cm oder 12,5 cm an.
Leg-x nimmt Beindurchmesser von 3-5 cm auf.
Leg-x greift genügend, damit der Artikel ohne Beschädigung des Beins entfernt werden kann.

Maximales Benutzergewicht:320-kg (incl. Möbelgewicht) je Satz von vier Untersetzern.

I

1. Scegliere l'altezza desiderata.
2. Inserire i blocchi richiesti all'interno dei gambaletti di rialzo Leg-x
3. Inserire le gambe del mobile all'interno dei gambaletti di rialzo Leg-x

I gambaletti di rialzo Leg-x sono stati progettati per aumentare l'altezza di sedie, letti, tavoli, ecc... di 7,5 cm, 10 cm o 12,5 cm.
I gambaletti di rialzo Leg-x sono predisposti ad essere installati su gambe con diametri compresi tra 3 - 5 cm.

I gambaletti di rialzo Leg-x hanno sufficiente presa da consentire lo spostamento dei mobili senza danneggiarne le gambe.

Peso massimo sostenuto per set di quattro gambaletti di rialzo:320-kg. (compreso il peso del mobile)

E

1. Seleccione la altura deseada.
2. Inserte los bloques requeridos en el Leg-x.
3. Inserte la pata del mueble en el Leg-x.

Leg-x está diseñado para elevar la altura de sillas, camas, mesas, etc., en 7,5 cm, 10 cm ó 12,5 cm.
Leg-x acomoda diámetros de pata de entre 3 - 5 cm.
Leg-x se agarra lo suficiente para permitir el movimiento del artículo sin dañar la pata.

Peso máximo del usuario: 320-kg. (incluyendo el peso del mueble) por cada juego de cuatro elevadores.

P

1. Seleccione a altura desejada.
2. Insira os blocos necessários na Perna X.
3. Introduza a peça de mobiliário na Perna X.

A Perna X destina-se a levantar a altura de cadeiras, camas, mesas, etc., com 7,5 cm, 10 cm ou 12, 5 cm.
A Perna X aceita diâmetros de pernas entre 3 e 5 cm.
A Perna X é suficientemente aberta para permitir que o item seja movido sem danificar as pernas.

Peso máximo de uso:320-kg. (incluindo o peso da peça de mobiliário) por cada conjunto de quatro levantadores.

NL

1. Selecteer de gewenste hoogte.
2. Plaats de benodigde blokken in Leg-x.
3. Steek de poot van het meubelstuk in Leg-x.

Met Leg-x kunt u stoelen, bedden, tafels enz. 7,5 cm, 10 cm of 12,5 cm verhogen.

Leg-x kan gebruikt worden voor poten met een diameter van 3 cm tot 5 cm.

Leg-x heeft voldoende grip om het meubelstuk te verplaatsen zonder de poten te beschadigen.

Maximumgewicht van gebruiker: 320-kg. (inclusief gewicht van meubelstuk) per set van vier verhogers.

DK

1. Vælg den ønskede højde.
2. Sæt de nødvendige blokke ind i Leg-x
3. Sæt møbelbenet ind i Leg-x

Leg-x er konstrueret til at hæve stole-, senge- og bordhøjder osv. med 7,5 cm, 10 cm eller 12,5 cm.
Leg-x kan tage bændiameter på mellem 3 og 5 cm.
Leg-x griber tilstrækkeligt til at møblet kan flyttes uden at beskadige benet.

Maks. brugervægt: 320- kg (inklusive møblets vægt) per sæt med fire løftere.

S

1. Välj den önskade höjden.
2. Sätt in de nödvändiga blocken i Leg-x
3. Sätt in möbels ben i Leg-x

Leg-x är konstruerat för att öka höjden på stolar, sängar, bord etc med 7,5, 10 eller 12,5 cm.
Leg-x kan ta bændiametrar på mellan 3 och 5 cm.
Leg-x greppar tillräckligt för att medge att föremålen kan flyttas utan att man skadar benet.

Högsta användarvikt: 320-kg (inklusive möbels vikt) per sats av fyra förhöjningsklossar.

N

1. Velg ønsket høyde.
2. Sett de nødvendige blokker inn i Leg-x
3. Sett møbelets bein inn i Leg-x

Leg-x er designet for å øke høyden på stoler, senger, bord osv med 7,5 cm, 10 cm eller 12,5 cm.
Leg-x passer til en beindiameter på 3 til 5 cm.

Leg-x har et fast nok grep til at møbelet kan flyttes uten at beinet skades.

Maksimum brukervekt:320-kg. (inklusive møblets vekt) per sett med fire forhøyere.

FIN

1. Valitse haluamasi korkeus.
2. Pane tarvittavat alustat Leg-x-korottajiin
3. Pane huonekalun jalat Leg-x-korottajiin

Leg-x on tarkoitettu nostamaan tuolien, vuoteiden, pöytien yms. korkeutta 7,5 cm:llä, 10 cm:llä tai 12,5 cm:llä.
Leg-x-korottajaan mahtuvat läpimitaltaan 3 - 5 cm:n jalat.
Leg-x-korottajan ote on riittävästi tukeva, jotta huonekalua voidaan siirtää vahingoittamatta sen jalkoja.

Suurin käyttöpaino:130 kg (mukaan lukien huonekalun paino) neljän korottajan sarjaa kohti.

EL

1. Επιλέξτε το επιθυμητό ύψος.
2. Τοποθετήστε μέσα τις απαιτούμενες βάσεις μέσα στο Πόδι-x
3. Τοποθετήστε μέσα πόδι επίπλου στο Πόδι -x

Το πόδι -x είναι κατασκευασμένο για να σηκώνει το ύψος των καρεκλών, των κρεβατιών, των τραπεζιών κτλ, κατά by 7,5-cm, 10-cm ή 12,5-cm.
Το πόδι -x αποδέχεται διαμέτρους ποδιού μεταξύ 3 - 5 cm.

Το πόδι -x δίνει αρκετή κράτηση για να επιτρέψει το είδος να μετακινείται χωρίς να προκαλεί βλάβη στο πόδι.

Ανώτατο όριο βάρους: 130 kg. (περιλ. του βάρους του επίπλου) ανά σετ τεσσάρων συσκευών ανύψωσης.

Welcome To Gordon Ellis & Co. Home Healthcare Products



Maximum user weight:
Poids maximum de l'utilisateur:
Maximales Benutzergewicht:
Peso massimo sopportato:
Peso máximo del usuario:
Peso máximo de uso:

Maximumgewicht van gebruiker:
Maks. brugervægt:
Högsta användarvikt:
Maksimum brukervekt:
Suurin käyttöpaino:
Ανώτατο όριο βάρους του χρήστη:


320 kg
705 lbs

Part no. L'article No. Teile-Nr. Codice N° de pieza: Peça nº	Onderdeelnr. Styknr. Del nr. Delenr. Osa nro Αρ. Ανταλλακτικού	6016
---	---	-------------

Made in EU Fabriqué dans l'Union Européenne In der EU hergestellt Fabbricato nella UE Fabricado en la UE. Fabricado na U.E.	Vervaardigd in de EU Fremstillet i EU Tilberedt i EU Produsert i EU Valmistettu EU:ssa Κατασκευάστηκε στην ΕΕ
--	--

For other details of Gordon Ellis products for elderly and disabled people, please contact your supplier, or Gordon Ellis direct.

www.gordonellis.com



**GORDON
ELLIS
& CO**

MANUFACTURERS IN
WOOD AND PLASTIC
ESTABLISHED 1893

Derby Leg-x



TRENT LANE
CASTLE DONINGTON
DERBY DE74 2NP
ENGLAND
TEL: (01332) 810504
INT: + 44 1332 810504
FAX: (01332) 850830
INT: + 44 1332 850830
gordon.ellis@gordonellis.co.uk
www.gordonellis.com

Company registered in England:
No. 231734
VAT No. GB 428 4666 26

6016/0600

